

<p><b>Инвитролоджик HBsAg</b></p> <p>Набор реагентов для иммуноферментного определения поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В</p>	<p>Набор реагентов предназначен для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке, плазме крови человека и препаратах, приготовленных из крови человека, в клинических и эпидемиологических исследованиях, а также службой крови.</p> <p>Набор рассчитан на проведение 192 анализов.</p> <p>Метод: одностадийный «сэндвич».</p> <p>Объем образца: 100 мкл.</p> <p>Равные объемы контролей и образцов для анализа.</p> <p>Два температурных режима проведения ИФА 37 °С и 42°С.</p> <p>Суммарное время инкубаций: - от 45 мин до 1 час 45 минут в зависимости от процедуры проведения анализа.</p> <p>Чувствительность набора:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- по процедуре 1 - 0,01 МЕ/мл.;</li><li>- по процедуре 2 - 0,05 МЕ/мл.</li></ul> <p>Набор должен быть укомплектован клейкой пленкой для планшета, ванночками для реагентов, одноразовыми наконечниками для дозаторов.</p> <p>Набор совместим с работой на автоматических анализаторах открытого типа.</p>
--	---