

	<p>Инвиролоджик Сиф-АТ</p> <p>Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum</p>	<p>Набор реагентов предназначен для выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке, плазме крови человека методом иммуноферментного анализа (ИФА) на твердофазном носителе в клинических и эпидемиологических исследованиях, а также службой крови.</p> <p>Набор рассчитан на проведение 96 анализов.</p> <p>Метод: одностадийный</p> <p>Суммарное время инкубаций: - 1 ч 15 мин. (термостат 37°C).</p> <p>Наличие готовых к использованию растворов хромогена и контролей.</p> <p>Чувствительность набора –100 %.</p> <p>Специфичность набора –100 %.</p> <p>Регистрация результатов течение 40 мин после остановки реакции.</p> <p>Дополнительно в набор реагентов входят: клейкая пленка для планшета, ванночки для реагентов, одноразовые наконечники для дозаторов.</p> <p>Набор совместим с работой на автоматических анализаторах открытого типа.</p>
--	---	--