

<p>Инвитролоджик Сиф-IgM</p> <p>Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса М к <i>Treponema pallidum</i></p>	<p>Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления антител класса М к <i>Treponema pallidum</i> сыворотке или плазме крови и ликворе человека.</p> <p>Набор рассчитан на проведение 96 анализов.</p> <p>Метод: двухстадийный.</p> <p>Суммарное время инкубаций: - от 60 мин до 80 минут в зависимости от процедуры проведения анализа.</p> <p>Наличие готовых к использованию растворов конъюгата, хромогена и контролей.</p> <p>Регистрация результатов течение 40 мин после остановки реакции.</p> <p>Дополнительно в набор реагентов входят: клейкая пленка для планшета, ванночки для реагентов, одноразовые наконечники для дозаторов.</p> <p>Набор совместим с работой на автоматических анализаторах открытого типа.</p>
---	--