

<p><b>Сиф-IgG–ДС-стрип</b></p> <p>Набор реагентов для выявления видоспецифических антител класса G к <i>Treponema pallidum</i></p>	<p>Набор реагентов предназначен для выявления антител класса G к <i>Treponema pallidum</i>. Набор рассчитан на проведение 96 анализов. Метод: двухстадийный. Наличие готовых к использованию растворов хромогена и контролей. Возможен полуколичественный учет результатов (последовательные 2-кратные разведения образца от 1 : 10 до 1 : 1280). Регистрация результатов течение 40 мин после остановки реакции. Дополнительно в набор реагентов входят: клейкая пленка для планшета, ванночки для реагентов, одноразовые наконечники для дозаторов. Набор совместим с работой на автоматических анализаторах открытого типа.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------