

<p>Инвитролоджик Сиф–АТ</p> <p>Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к <i>Treponema pallidum</i></p>	<p>Набор реагентов предназначен для выявления суммарных антител к <i>Treponema pallidum</i> в сыворотке, плазме крови человека методом иммуноферментного анализа (ИФА) на твердофазном носителе в клинических и эпидемиологических исследованиях, а также службой крови.</p> <p>Набор рассчитан на проведение 192 анализов. Для ручной постановки и автоматического анализатора.</p> <p>Метод: одностадийный</p> <p>Суммарное время инкубаций: - 30 мин. (термостат 37°C) или 40 мин (термошейкер 37°C)</p> <p>Наличие готовых к использованию растворов хромогена и контролей.</p> <p>Чувствительность набора –100 %.</p> <p>Специфичность набора –100 %.</p> <p>Регистрация результатов течение 40 мин после остановки реакции.</p> <p>Дополнительно в набор реагентов входят: клейкая пленка для планшета, ванночки для реагентов, одноразовые наконечники для дозаторов.</p> <p>Набор совместим с работой на автоматических анализаторах открытого типа.</p>
---	--