

<p>Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса А к <i>Toxoplasma gondii</i></p> <p>Мелиса Токсо-IgA ТА-11</p>	<p>Метод: двухстадийный, с применением рекомбинантного антигена <i>Toxoplasma gondii</i> и моноклональных антител против IgA человека.</p> <p>Объем образца: не более 10 мкл.</p> <p>Готовые к использованию жидкие формы конъюгата, хромогена и контролей (стабильны при температуре 25±2°С в течение не менее 5 суток).</p> <p>Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) не более - 1 ч 15 мин. (термостат 37 °С). Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета.</p> <p>Регистрация результатов течение 40 мин после остановки реакции.</p> <p>Дополнительно в набор реагентов входят: клейкая пленка для планшета, ванночки для реагентов, одноразовые наконечники для дозаторов.</p>
---	---