

<p>Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса М к <i>Toxoplasma gondii</i></p> <p>Мелиса Токсо-IgM ТМ-11</p>	<p>Метод: двухстадийный непрямой Образец для анализа: сыворотка (плазма) крови не более 10 мкл Продолжительность анализа (суммарное время инкубаций) не более - 1 ч 15 мин. (термостат 37 °С). Готовые к использованию жидкие формы конъюгата, хромогена и контролей (стабильны при температуре 25±2°С в течение не менее 5 суток. Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Регистрация результатов течение 40 мин после остановки реакции. Дополнительно в набор реагентов входят: клейкая пленка для планшета, ванночки для реагентов, одноразовые наконечники для дозаторов.</p>
---	---