

<p>Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности антител класса G к <i>Toxoplasma gondii</i></p> <p>Мелиса Токсо-IgG-авидность TV-11</p>	<p>Определение индекса avidности антител класса G к <i>Toxoplasma gondii</i> в сыворотке (плазме) крови человека. Метод: двухстадийный ИФА с применением антигена <i>Toxoplasma gondii</i> и моноклональных антител против IgG человека.</p> <p>Объем образца: не более 10 мкл.</p> <p>Готовые к использованию жидкие формы конъюгата, хромогена и контролей (стабильны при температуре 25±2°C в течение не менее 5 суток).</p> <p>Регистрация результатов течение 40 мин после остановки реакции.</p> <p>Дополнительно в набор реагентов входят: клейкая пленка для планшета, ванночки для реагентов, одноразовые наконечники для дозаторов.</p>
---	---