

<p>Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса А к <i>Ureaplasma urealyticum</i></p> <p><b>Мелиса Уреаплазма-IgM UM-11</b></p>	<p>Выявление антител класса М к <i>Ureaplasma urealyticum</i> в сыворотке (плазме) крови человека методом непрямого иммуноферментного анализа (ИФА) на твердофазном носителе.</p> <p>Метод: двухстадийный.</p> <p>Объем исследуемого образца не более 10 мкл.</p> <p>Возможность определения титра Ig М к <i>Mycoplasma hominis</i>.</p> <p>Суммарное время инкубации не более 1 ч 20 мин (термостат 37 °С).</p> <p>Наличие готовых к использованию растворов конъюгата и хромогена (стабильны при комнатной температуре не менее 5 суток).</p> <p>Регистрация результатов течение 40 мин после остановки реакции.</p> <p>Дополнительно в набор реагентов входят: клейкая пленка для планшета, ванночки для реагентов, одноразовые наконечники для дозаторов</p>
---	--