

<p style="text-align: center;">Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Трепонема pallidum</p> <p style="text-align: center;">«Инвитролоджик Сиф-АТ» по ТУ 9398-014-26329720-2008</p> <p style="text-align: center;">LB-313</p>	<p>Предназначен для качественного одновременного выявления суммарных антител (IgA и/или IgM и/или IgG) к <i>Treponema pallidum</i> в сыворотке, плазме крови и спинномозговой жидкости (ликворе) человека (далее по тексту – анализируемые образцы) методом одностадийного твердофазного иммуноферментного «сэндвич»-анализа. Количество определений 96.</p> <p>Метод: одностадийный «сэндвич».</p> <p>Объем образца: 20 мкл</p> <p>Суммарное время инкубации с использованием термошейкера 30 мин.</p> <p>Суммарное время инкубации с использованием термостата 40 мин.</p> <p>Время инкубации с хромогеном (ТМБ) 10 мин.</p> <p>Наличие готовых к использованию контролей, раствора хромогена.</p> <p>Специфичность на массиве донорского контингента 100%</p> <p>Чувствительность набора – 100 %.</p> <p>Специфичность набора по стандартной панели – 100 %.</p> <p>Регистрация результатов течение 40 мин после остановки реакции.</p> <p>Срок годности набора 24 месяца.</p> <p>Дополнительно в набор реагентов входят: клейкая пленка для планшета, ванночки для реагентов, одноразовые наконечники для дозаторов</p>
--	---