

<p>Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С</p> <p>ВГС-ДСМ</p> <p>СВ-113</p>	<p>Качественное одновременное выявление антител классов IgG и IgM к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме крови человека методом непрямого двухстадийного твердофазного иммуноферментного анализа.</p> <p>Количество определений: 96.</p> <p>Метод: двухстадийный</p> <p>Объем образца: 40 мкл.</p> <p>Суммарное время инкубаций: - 1 ч 15мин.</p> <p>Наличие готовых к использованию контролей, растворов конъюгата и хромогена.</p> <p>Специфичность на массиве донорского контингента 100%</p> <p>Чувствительность набора – 100 %.</p> <p>Специфичность набора по стандартной панели – 100 %.</p> <p>Регистрация результатов течение 40 мин после остановки реакции.</p> <p>Срок годности набора 18 месяцев.</p> <p>Дополнительно в набор реагентов входят: клейкая пленка для планшета, ванночки для реагентов, одноразовые наконечники для дозаторов</p>
--	---